

# PRODUKTDATABLAD

## Ceduren ultralydsgel

### Ceduren ultralydsgel

Anvendes til ultralydsundersøgelse af intakt hud og naturlige kropsåbninger.

Ceduren ultralydsgel er både astma-allergi -mærket, og CE mærket som medicinsk udstyr.

1 liters flasken er blød og har en spids tud, hvilket gør den let at anvende.

250ml flasken har fliplåg og er let at klemme sammen, hvilket gør den let at betjene med én hånd.

5 liters dunken betjenes v.h.a. tilhørende pumpe, se separat varenummer



**Indholdsstoffer/materiale:** **Indhold:** Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Peg-14m, Sodium benzoate, Citric acid.  
**Inderemballage:** Polyethylen **Yderemballage:** Pap

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Ja. Medicinske direktiv kl. 1

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** Astma allergi mærket

**Opbevaring uåbnet:** Tørt og mellem 5-25 grader Celcius, beskyttet mod direkte sollys

**Opbevaring åbnet:** Bedst mellem 5-25 grader Celcius, beskyttet mod direkte sollys. Men tåler opvarmning op til 40 grader, hvis gelen skal have kropstemperatur ved anvendelsen.

**Holdbarhed uåbnet:** 31 måneder

**Holdbarhed åbnet:** 12 måneder

**Bortskaffelse af vare og emballage:** Forbrænding/genbrug

# PRODUKTDATABLAD

## Ceduren ultralydsgel

### Sortimentsoversigt

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
5051253	Ceduren ultralydsgel	250 ml	flaske a 250 ml, krt. a 6	86378
5051255	Ceduren ultralydsgel	1 liter	flaske a 1liter, krt. a 6 liter	86349
5051257	Ceduren ultralydsgel	5 liter	dunk a 5 liter	86379
5051258	Ceduren pumpe	stk	til 5 liters dunk (5051257)	40500011